



Ambu® aScope™ 4 Cysto Einweg-Zystoskop

Optimieren Sie Ihre Arbeit



Das Ambu aScope 4 Cysto bietet eine gleichbleibend hohe Qualität

Bemerken Sie eine sukzessive Verschlechterung der Bild- und Biegequalität Ihres flexiblen Mehrweg-Zystoskops?

Das Ambu aScope 4 Cysto liefert eine ausgezeichnete Bildgebung sowie eine einfache Navigation und eine gleichbleibende Qualität. Da Sie jederzeit ein neues, steriles Zystoskop einsetzen, müssen Sie sich keine Gedanken über eine Beeinträchtigung der Bild- oder Biegequalität machen oder dass Sie während einer Prozedur ein teures Mehrweg-Zystoskop beschädigen könnten.

Mit den Biegewinkeln von $210^{\circ}/120^{\circ}$ und der unterschiedlichen Steifigkeit des Einführungsschlauchs wird Ihnen eine leichte und einfache Navigation durch die Harnröhre und in der Blase ermöglicht.

Sie können das Zystoskop mit eingeführtem Endoskopiezubehör vorschieben und eine komplette Retroflexion durchführen, um den Blasenhals zu inspizieren.



Eine unkomplizierte Prozedur

Der Ambu® aView™ 2 Advance Monitor lässt sich mühelos in einer bequemen Position in der Nähe Ihres Patienten platzieren.

Immer verfügbar und mobil

Mussten Sie schon einmal einen Eingriff verschieben, weil Sie kein flexibles Zystoskop zur Verfügung hatten, als Sie eines brauchten?

Ein erleichterter Arbeitsalltag

Das Ambu aScope 4 Cysto ist immer sofort verfügbar und überall einsetzbar. Die Anzahl der Eingriffe und die Produktivität werden nicht mehr von der Verfügbarkeit eines Zystoskops beeinflusst. Verzögerungen, welche bei Ihren Patienten zu Enttäuschung oder Beunruhigung führen können, gehören der Vergangenheit an.

Von der Ambulanz bis zu stationären Konsilen können Sie das leichte Einweg-Zystoskop und den tragbaren Monitor mit in die Notaufnahme oder auf die Intensivstation nehmen.

Prozessoren, Kaltlichtquellen und weiteres platz-einnehmendes Zubehör entfallen. Nach der Prozedur entsorgen Sie das Einweg-Zystoskop. Das Ergebnis? Sie können Ihren Tag einfacher managen und die Organisation von geplanten sowie ungeplanten Konsilen optimieren.

Übersichtliche Dokumentation

Bilder und Videos können während der Prozedur einfach aufgenommen und gespeichert werden. Im Anschluss können die Ergebnisse in Ruhe mit dem Patienten oder mit Kollegen besprochen werden.



Eliminiert Wiederaufbereitung und Reparaturkosten

Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie Ihre Klinik von einem optimierten Arbeitsablauf profitieren könnte?

Mit dem Ambu aScope 4 Cysto können Sie die mit wiederverwendbaren Zystoskopen verbundenen Kosten, wie z. B. Wartungs- und Reparaturkosten sowie die damit verbundenen langfristigen Serviceverträge senken. Tatsächlich bietet das sterile Einweg-Zystoskop Ihrer gesamten Klinik ein hohes Einsparungspotenzial, da es Ihren Arbeitsablauf erleichtert und Zeit sowie Kosten für die Wiederaufbereitung entfallen.

Da das Ambu aScope 4 Cysto garantiert steril ist, wird das Risiko einer Kreuzkontamination minimiert.

Sie können Ihren Patienten versichern, dass Sie den Eingriff mit einem sterilen Einweg-Zystoskop durchführen, da Sie für jeden Patienten ein neues, steriles Zystoskop nutzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ambu.de



Eine leichte flexible Zystoskop-Lösung

Das flexible Ambu aScope 4 Cysto Einweg-Endoskop steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit nur 158 Gramm und dem anatomisch angepassten Handgriff liegt das Zystoskop leicht in der Hand – sowohl in der rechten, als auch in der linken.



Ihren Zeitplan effizient gestalten

Gibt es einen Weg, Ihren Arbeitsablauf so zu optimieren, dass Sie ohne Qualitätseinbußen mehr Prozeduren durchführen können?




Das Ambu aScope 4 Cysto ist ein flexibles Einweg-Endoskop, welches es Ihnen ermöglicht, Ihren Zeitplan effizient zu gestalten.

Da Sie jederzeit ein neues, steriles Zystoskop einsetzen, arbeiten Sie stets mit einer gleichbleibend hohen Qualität. Die ausgezeichnete Bildgebung sowie die Biegeleistung ermöglichen Ihnen eine sichere Durchführung Ihrer Zystoskopien. Es ist immer verfügbar und überall einsetzbar, wodurch Sie Ihren Zeitplan besser managen und interne Konsile einfacher meistern können.

Zusätzlich entfällt bei Einweg-Endoskopen die Notwendigkeit der Wiederaufbereitung sowie kostenintensiver Reparaturen. Schlussendlich vereinfacht das Ambu aScope 4 Cysto den Arbeitsablauf, setzt Ressourcen frei und ermöglicht Ihnen einen optimierten Prozessablauf.

Der Fokus auf Einweg-Endoskope führt zu Spitzenleistungen

Im Jahr 2009 führte Ambu das weltweit erste flexible Einweg-Bronchoskop auf dem Markt ein, das Ambu® aScope™. Heute wurden global bereits über 1.000.000 unserer Einweg-Endoskope in mehr als 3.500 Kliniken eingesetzt. Auf dieses Jahrzehnt Erfahrung und unser Marktwissen baut das Ambu aScope 4 Cysto auf.



Artikelnummer	Bezeichnung	VE*
Ambu Visualisierungseinheit		
405 011 000	Ambu aView 2 Advance Monitor	1
Ambu aScope 4 Cysto		
600 001 000	Ambu aScope 4 Cysto - Reverse Deflection	5
Zubehör**		
K12-11412***	4-Wege-Absperrhahn. 50 psi (3,5 bar). Überwurfmutter, große Bohrung	50
K12-11413***	Hämostaseventil. AccessPLUS™, große Bohrung	25

* Kleinste Versandeinheit

**Zubehör wird standardmäßig nicht mitgeliefert. Dieses muss separat bestellt werden.

*** Nicht in allen Ländern erhältlich.